

Firma / Betrieb:  
Abteilung:  
Arbeitsplatz / Tätigkeit:

Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  
Ersthelfer:

**G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G**

**Sekusept Pulver Classic**

Instrumentendesinfektionsmittel  
Enthält: Natriumpercarbonat

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

**G E F A H R E N F Ü R M E N S C H U N D U M W E L T**



Signalword: Achtung

- H 319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Wassergefährdungsklasse: 2

**S C H U T Z M A S S N A H M E N U N D V E R H A L T E N S R E G E L N**



- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Nur mit ausreichender Belüftung verwenden
- Nach Gebrauch Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen
- In Originalgebinden, nicht über +25°C lagern

**Atemschutz:** Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist kein Atemschutz erforderlich

**Handschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz

**Körperschutz:** Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

**V E R H A L T E N I M G E F A H R F A L L**

- Zum Löschen Wassersprühstrahl (Nebel), Schaum, Löschpulver oder Kohlendioxid verwenden.
- Kleine verschüttete Menge mit reichlich fließendem Wasser wegspülen.
- Bei Verschütten größerer Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfluß in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche erfolgen kann. Ausgetretenes Material kann mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und dann aufnehmen. Verschüttetes Material in einen geeigneten Behälter für Entsorgung geben.



**Feuer:**  
**Sicherheit:**

**E R S T E H I L F E**



**Augenkontakt:** Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Arzt hinzuziehen.

**Einatmen:** An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, Arzt hinzuziehen.

**Hautkontakt:** Mit viel Wasser abspülen.

**Verschlucken:** Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.



**Rettungsdienst:**  
**Arzt und Ersthelfer:** siehe Aushang Notfallplan

**S A C H G E R E C H T E E N T S O R G U N G**



Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.

**Abfallschlüsselnummer :** 200129\*

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter:

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.