

Angenehmer
flexibler
Transfer zur
Seite



Flexibles Kinderrutschbrett /
PM-5020 (w/o)

Flexibles Rutschbrett mit abgerundeten
Ecken / PM-5030

Flexibles Rutschbrett/ PM-5050



Das flexible Rutschbrett besteht aus einer gefrästen, hochelastisch, geschmeidigen Polyethylenplatte, die je nach Ausführung dreiteilig und der Länge nach faltbar ist. An der Unterseite des flexiblen Rutschbretts sind Antirutschbänder angebracht, die das Wegrutschen des Brettes auf der Unterlage verhindern. Das flexible Rutschbrett ist in 3 Größen erhältlich und dient dem Umsetzen eines Patienten. Der Patient muss nicht mehr in den Stand kommen, sondern kann sitzend selbständig oder mit Unterstützung den Positionswechsel vornehmen.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
Flexibles Rutschbrett	Polyethylen, latexfrei	schwarz	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Weight	UDI
PM-5020	58 x 32	1040 g	(01)04250355350206(10)LOT
PM-5030	74 x 32 mit abgerundeten Ecken	1280 g	(01)04250355350305(10)LOT
PM-5050	74 x 32	1320 g	(01)04250355350503(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Die Rutschbretter können nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden und bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.



Made in Germany



Die Überbrückung freier Transferebenen darf nicht mehr als 20 cm betragen. (bei PM-5020 = 10 cm)